

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-STX4

Numéro de catalogue: 68429-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue: 68429-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC002436	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 150ul , Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 6810	CloneNo.: 4D6C3
Hôte: Mouse	Nom complet: syntaxin 4	Dilutions recommandées: WB 1:5000-1:50000
Isotype: IgG1	MW calculé 34 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG7053	MW observés: 35 kDa	

Applications

Applications testées:
WB, ELISA
Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules 4T1, cellules HEK-293,
cellules HSC-T6, cellules Jurkat, cellules K-562,
cellules U2OS

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68429-1-Ig (STX4 antibody) at dilution of 1:20000 incubated at room temperature for 1.5 hours.