

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-IFN alpha 2B



Numéro de catalogue: 69016-1-Ig

## Informations de base

Numéro de catalogue:

69016-1-Ig

Taille:

100ug

Hôte:

Mouse

Isotype:

IgG1

Immunogen Catalog Number:

HZ-1072

Numéro d'acquisition GenBank:

Identification du gène (NCBI):

3440

Nom complet:

interferon, alpha 2

Méthode de purification:

Purification par protéine G

CloneNo.:

1E5C4

## Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Les anticorps lyophilisés sont stables pendant 1 an à compter de la date de réception s'ils sont stockés à une température comprise entre -20 °C et -80 °C. Après reconstitution, nous recommandons que la solution soit stockée à (4 °C) pour une courte durée ou à une température comprise entre (-20 °C) et (-80 °C) pour une longue durée. Il convient d'éviter les cycles répétés de congélation-décongélation avec les produits reconstitués.

Tampon de stockage:

PBS stérile.

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

