

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Recombinant de lapin anti-JAK3



Numéro de catalogue: 80331-1-RR

Informations de base

Numéro de catalogue: 80331-1-RR	Numéro d'acquisition GenBank: BC028068	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 100ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 3718	CloneNo.: 3N1
Hôte: Lapin	Nom complet: Janus kinase 3 (a protein tyrosine kinase, Leukocyte)	Dilutions recommandées: WB 1:2000-1:10000 IHC 1:50-1:500
Isotype: IgG	MW calculé 1124 aa, 125 kDa MW observés: 125 kDa	

Applications

Applications testées:
IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, cellules HepG2, cellules Jurkat, cellules K-562

IHC : tissu de lymphome humain,

Informations générales

JAK3 is a non-receptor tyrosine kinase, predominantly expressed in hematopoietic cells and that has been implicated in the signal transduction of the common gamma chain subfamily of cytokine receptors. As a result, JAK3 plays an essential role in hematopoiesis during T cell development. JAK3 belongs to the Janus kinase family of receptor-associated tyrosine kinases located in cytoplasm adjacent to the plasma membrane. (PMID: 19747563, PMID: 33767339)

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 80331-1-RR (JAK3 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lymphoma tissue slide using 80331-1-RR (JAK3 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).