

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Recombinant de lapin anti-Beta Tubulin



Numéro de catalogue: 80603-1-RR

Informations de base

Numéro de catalogue:	80603-1-RR	Numéro d'acquisition GenBank:	BC000748	Méthode de purification:	Purification par protéine A
Taille:	100ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI):	10381	CloneNo.:	1E21
Hôte:	Lapin	Nom complet:	tubulin, beta 3		
Isotype:	IgG	MW calculé	50 kDa		
Immunogen Catalog Number:	AG0136	MW observés:	50-55 kDa		

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Informations générales

There are five tubulins in human cells: alpha, beta, gamma, delta, and epsilon. Tubulins are conserved across species. They form heterodimers, which multimerize to form a microtubule filament. An alpha and beta tubulin heterodimer is the basic structural unit of microtubules. The heterodimer does not come apart, once formed. The alpha and beta tubulins, which are each about 55 kDa MW, are homologous but not identical. Alpha, beta, and gamma tubulins have all been used as loading controls.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

