

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Recombinant de lapin anti-XBP1



Numéro de catalogue: 80747-1-RR

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

80747-1-RR

Taille:

100ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG21454

Numéro d'acquisition GenBank:

BC000938

Identification du gène (NCBI):

7494

Nom complet:

X-box binding protein 1

MW calculé

261 aa, 29 kDa

Méthode de purification:

Purification par protéine A

CloneNo.:

117

Dilutions recommandées:

WB 1:2000-1:18000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, cellules Jurkat

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Zhou Du	35986482	J Pineal Res	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 80747-1-RR (XBP1 antibody) at dilution of 1:9000 incubated at room temperature for 1.5 hours.