

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Recombinant de lapin anti-HDAC3



Numéro de catalogue: 81211-1-RR

Informations de base

Numéro de catalogue:	81211-1-RR	Numéro d'acquisition GenBank:	BC000614	Méthode de purification:	Purification par protéine A
Taille:	100ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI):	8841	CloneNo.:	2N1
Hôte:	Lapin	Nom complet:	histone deacetylase 3	Dilutions recommandées:	WB 1:5000-1:50000 IHC 1:50-1:500
Isotype:	IgG	MW calculé	49 kDa		
Immunogen Catalog Number:	AG0396	MW observés:	49 kDa		

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules C6, cellules Caco-2, cellules HepG2, cellules Jurkat, cellules K-562, cellules MOLT-4

IHC : tissu de cancer de la thyroïde humain, tissu de cancer du foie humain

Informations générales

Histone acetylation/deacetylation alters chromosome structure and affects transcription factor access to DNA. Histone deacetylase (HDAC) and histone acetyltransferase (HAT) are enzymes that regulate transcription by selectively deacetylating or acetylating the (-amino groups of lysines located near the amino termini of core histone proteins. At least 4 classes of HDAC were identified. HDAC3 is a class I HDAC. HDAC3 has histone deacetylase activity and may participate in the regulation of transcription through its binding with the zinc-finger transcription factor YY1. HDAC3 can also down-regulate p53 function and thus modulate cell growth and apoptosis. The gene encoding HDAC3 is regarded as a potential tumor suppressor gene.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azotate de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 81211-1-RR (HDAC3 antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 81211-1-RR (HDAC3 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 81211-1-RR (HDAC3 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human thyroid cancer tissue slide using 81211-1-RR (HDAC3 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human thyroid cancer tissue slide using 81211-1-RR (HDAC3 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).