

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Recombinant de lapin anti-RAB1A



Numéro de catalogue: 81837-1-RR

Informations de base

Numéro de catalogue: 81837-1-RR	Numéro d'acquisition GenBank: BC000905	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 5861	CloneNo.: 2G24
Hôte: Lapin	Nom complet: RAB1A, member RAS oncogene family	Dilutions recommandées: WB 1:5000-1:50000
Isotype: IgG	MW calculé 205 aa, 23 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG2264	MW observés: 23-25 kDa	

Applications

Applications testées:
WB, ELISA
Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules HepG2, tissu cérébral de rat, tissu cérébral de souris

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 81837-1-RR (RAB1A antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.