

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-IgD

Numéro de catalogue: APC-65175



Informations de base

Numéro de catalogue:

APC-65175

Taille:

100 tests, 10 µl/test

Hôte:

Mouse

Isotype:

Mouse IgG2a kappa

Numéro d'acquisition GenBank:

BC021276

Identification du gène (NCBI):

3495

Nom complet:

immunoglobulin heavy constant

delta

MW calculé

573 aa, 63 kDa

Méthode de purification:

L'anticorps purifié est conjugué à l'allophycocyanine (APC) dans des conditions optimales. Le conjugué est purifié par chromatographie d'exclusion de taille.

CloneNo.:

IA6-2

Excitation/Emission maxima wavelengths:

650 nm / 660 nm

Applications

Applications testées:

FC

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à une température comprise entre 2 °C et 8 °C. Éviter toute exposition à la lumière.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,1 %.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



1X10⁶ human peripheral blood lymphocytes were surface stained with PE Anti-Human CD19 (PE-65110, Clone:H1B19) and 10.00 ul/test APC Anti-Human IgD (APC-65175, Clone:IA6-2). Sample were not fixed.



1X10⁶ human peripheral blood lymphocytes were surface stained with PE Anti-Human CD19 (PE-65110, Clone:H1B19) and APC mouse IgG2a isotype control antibody. Sample were not fixed.