

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Human IgG



Numéro de catalogue: B900640

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
B900640

Taille:
1mg, Concentration: 1 mg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Hôte:
N/A

Isotype:
IgG

Numéro d'acquisition GenBank:
Identification du gène (NCBI):

Nom complet:
MW calculé
155 kDa

Méthode de purification:
Protéine A

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

This product is Normal human IgG which purified with Protein A. The concentration is 1.8ug/ul. An isotype control antibody should have the same immunoglobulin type and be used at the same concentration as the test antibody.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Junlan Zhong	35200359	Biosensors (Basel)	

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

