

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-KRT80



Numéro de catalogue: **Biotin-16835**

Phare

Informations de base

Numéro de catalogue: Biotin-16835	Numéro d'acquisition GenBank: BC065180	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 144501	Dilutions recommandées: IHC 1:50-1:500
Hôte: Lapin	Nom complet: keratin 80	
Isotype: IgG	MW calculé 422 aa, 47 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG10498	MW observés: 47 kDa, 50 kDa	

Applications

Applications testées:
IHC

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

IHC : tissu de cancer de l'œsophage humain, tissu de cancer du côlon humain

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human oesophagus cancer tissue slide using Biotin-16835 (KRT80 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human oesophagus cancer tissue slide using Biotin-16835 (KRT80 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).