

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-IgG Lambda Light Chain



Numéro de catalogue: **CL488-11541**

Informations de base

Numéro de catalogue:

CL488-11541

Numéro d'acquisition GenBank:

BC020233

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

100ul, Concentration: 1000 µg/ml by

Nanodrop;

Identification du gène (NCBI):

3535

Dilutions recommandées:

IF 1:50-1:500

Hôte:

Lapin

Nom complet:

immunoglobulin lambda locus

Excitation/Emission maxima

wavelengths:

493 nm / 522 nm

Isotype:

IgG

MW calculé

237 aa, 25 kDa

MW observés:

25 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG2064

Applications

Applications testées:

IF

Contrôles positifs:

IF : tissu d'amygdalite humain,

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

This antibody detects the lambda light chain of human IgG.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.

Tampon de stockage:

PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human tonsillitis tissue using Coralite® Plus 488 IgG Lambda Light Chain antibody (CL488-11541) at dilution of 1:200.