

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CREB1



Numéro de catalogue: **CL488-12208**

Phare

Informations de base

Numéro de catalogue: CL488-12208	Numéro d'acquisition GenBank: BC010636	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 1385	Dilutions recommandées: IF 1:50-1:500
Hôte: Lapin	Nom complet: cAMP responsive element binding protein 1	Excitation/Emission maxima wavelengths: 493 nm / 522 nm
Isotype: IgG	MW calculé 341 aa, 35 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG2852	MW observés: 43-46 kDa	

Applications

Applications testées: FC (Intra), IF	Contrôles positifs: IF : cellules HeLa,
Spécificité de l'espèce: Humain, rat, singe, souris	

Informations générales

CREB1, also named as CREB, belongs to the bZIP family, containing one bZIP domain and one KID (kinase-inducible) domain. This protein binds the cAMP response element (CRE), a sequence present in many viral and cellular promoters. CREB stimulates transcription on binding to the CRE. This protein is stimulated by phosphorylation. Phosphorylation of both Ser-133 and Ser-142 in the SCN regulates the activity of CREB and participates in circadian rhythm generation. Phosphorylation of Ser-133 allows CREBBP binding. Transcription activation is enhanced by the TORC coactivators which act independently of Ser-133 phosphorylation. CREB1 is sumoylated by SUMO1. Sumoylation on Lys-304, but not on Lys-285, is required for nuclear localization of this protein. Sumoylation is enhanced under hypoxia, promoting nuclear localization and stabilization. Defects in CREB1 may be a cause of angiomatoid fibrous histiocytoma (AFH), a distinct variant of malignant fibrous histiocytoma that typically occurs in children and adolescents and is manifest by nodular subcutaneous growth. A chromosomal aberration involving CREB1 is found in a patient with angiomatoid fibrous histiocytoma. Translocation t(2;22)(q33;q12) with CREB1 generates a EWSR1/CREB1 fusion gene that is most common genetic abnormality in this tumor type. CREB1 exists some isoforms and range of calculated molecular weight of isoforms are 35-37 kDa and 25 kDa, but the modified CREB1 protein is about 43 kDa (PMID: 25883219).

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HeLa cells using CoraLite® Plus 488 CREB1 antibody (CL488-12208) at dilution of 1:100.



1X10⁶ HeLa cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite® Plus 488 Anti-Human CREB1 (CL488-12208) (red), or 0.4 ug Control Antibody. Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011).