

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TDP-43 (C-terminal)



Numéro de catalogue: **CL488-12892** **Phare**

Informations de base

Numéro de catalogue: CL488-12892	Numéro d'acquisition GenBank: BC001487	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 100ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 23435	Dilutions recommandées: IF 1:50-1:500
Hôte: Lapin	Nom complet: TAR DNA binding protein	Excitation/Emission maxima wavelengths: 493 nm / 522 nm
Isotype: IgG	MW calculé 43 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG4003		

Applications

Applications testées: FC (Intra), IF	Contrôles positifs: IF : cellules HeLa,
Spécificité de l'espèce: Humain, rat, souris	

Informations générales

Transactivation response (TAR), DNA-binding protein of 43 kDa (also known as TARDBP or TDP-43), was first isolated as a transcriptional inactivator binding to the TAR DNA element of the HIV-1 virus. Neumann et al. (2006) found that a hyperphosphorylated, ubiquitinated, and cleaved form of TARDBP, known as pathologic TDP-43, is the major component of the tau-negative and ubiquitin-positive inclusions that characterize amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and the most common pathological subtype of frontotemporal lobar degeneration (FTLD-U). 12892-1-AP is a rabbit polyclonal antibody raised against the C-terminal amino acids of human TDP-43. This antibody recognizes the cleavage product of 20-30 kDa in addition to the native and phosphorylated forms of TDP-43. Immunohistochemical analyses of TDP-43 using this antibody detect both normal diffuse nuclear staining and insoluble inclusions in pathologic tissues. Various forms of TDP-43 exist, including 18-35 kDa of cleaved C-terminal fragments, 45-50 kDa phosphoprotein, 55 kDa glycosylated form, 75 kDa hyperphosphorylated form, and 90-300 kDa cross-linked form. (17023659,19823856,21666678,22193176)

Recently TDP-43 has been reported to be overexpressed in triple negative breast cancer (TNBC) and it may be a potential target for TNBC diagnosis and drug design. (29581274)

Stockage


Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA) E: proteintech@ptglab.com W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HeLa cells using CoraLite® Plus 488 TDP-43 (C-terminal) antibody (CL488-12892) at dilution of 1:200.



1×10^6 HeLa cells were intracellularly stained with 0.2 μ g CoraLite® Plus 488 Anti-Human TDP-43 (C-terminal) (CL488-12892) (red), or 0.2 μ g Control Antibody. Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011).