

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CTP synthase



Numéro de catalogue: **CL488-15914**

Informations de base

Numéro de catalogue: CL488-15914	Numéro d'acquisition GenBank: BC009408	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 1503	Dilutions recommandées: IF 1:50-1:500
Hôte: Lapin	Nom complet: CTP synthase	Excitation/Emission maxima wavelengths: 493 nm / 522 nm
Isotype: IgG	MW calculé: 591 aa, 67 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG8707	MW observés: 67 kDa	

Applications

Applications testées: FC (Intra), IF	Contrôles positifs: IF : cellules HepG2,
Spécificité de l'espèce: Humain	

Informations générales

CTP synthase(CTPS) is also named as CTPS1 and belongs to the CTP synthase family. It catalyses the ATP-dependent formation of CTP from UTP using either L-glutamine or NH₃ as the nitrogen source(PMID:12752439). It is important in the biosynthesis of phospholipids and nucleic acids, and plays a key role in cell growth, development, and tumorigenesis (PMID:8813694). CTP synthetase exists as a dimer in the absence of its substrates ATP and UTP, but in the presence of saturating concentrations of these substrates the enzyme exists as a tetramer. (PMID:18439916)

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed HepG2 cells using CoraLite® Plus 488 CTP synthase antibody (CL488-15914) at dilution of 1:200.



1X10⁶ HepG2 cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite® Plus 488 Anti-Human CTP synthase (CL488-15914) (red), or 0.4 ug Control Antibody. Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).