

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ASCT2



Numéro de catalogue: **CL488-20350**

Phare

Informations de base

Numéro de catalogue: CL488-20350	Numéro d'acquisition GenBank: BC000062	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 6510	Excitation/Emission maxima wavelengths: 493 nm / 522 nm
Hôte: Lapin	Nom complet: solute carrier family 1 (neutral amino acid transporter), member 5	
Isotype: IgG	MW calculé 541 aa, 57 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG14182	MW observés: 55-70 kDa	

Applications

Applications testées:
FC (Intra)
Spécificité de l'espèce:
Humain, souris

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



1X10⁶ HeLa cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite® Plus 488 Anti-Human ASCT2 (CL488-20350) (red), or 0.4 ug Isotype Control. Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).