

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TAC1



Numéro de catalogue: **CL488-28599**

Informations de base

Numéro de catalogue:
CL488-28599

Taille:
100ul , Concentration: 1000 µg/ml by
Nanodrop;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG23477

Numéro d'acquisition GenBank:
BC018047

Identification du gène (NCBI):
6863

Nom complet:
tachykinin, precursor 1

MW calculé
129 aa, 15 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
IF 1:50-1:500

Excitation/Emission maxima
wavelengths:
493 nm / 522 nm

Applications

Applications testées:
IF

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

IF : cellules PC-12,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed PC-12 cells using CoraLite® Plus 488 TAC1 antibody (CL488-28599) at dilution of 1:200.