

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Rabbit IgG control



Numéro de catalogue: CL488-30000

Informations de base

Numéro de catalogue:

CL488-30000

Taille:

100ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

Identification du gène (NCBI):

Nom complet:

Méthode de purification:

N/A

Excitation/Emission maxima wavelengths:

493 nm / 522 nm

Applications

Applications testées:

FC

Spécificité de l'espèce:

Informations générales

This product is Normal rabbit IgG (without immunized) which purified with Protein A. Normal Rabbit IgG is an isotype control antibody, which is used to estimate the non-specific binding of target primary antibodies due to Fc receptor binding or other protein-protein interactions. An isotype control antibody should have the same immunoglobulin type and be used at the same concentration as the test antibody.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



1X10⁶ Jurkat cells were intracellularly stained with 0.2 ug CoraLite® Plus 488 Anti-Ki67 (CL488-27309) (red), and 0.2 ug Control CoraLite® Plus 488 Rabbit IgG (CL488-30000) (Solid line). Blank (Dotted line). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).