

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-RABEP2

Numéro de catalogue: **CL488-60125** **Phare**



Informations de base

Numéro de catalogue: CL488-60125	Numéro d'acquisition GenBank: BC058900	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 79874	CloneNo.: 1A4A4
Hôte: Mouse	Nom complet: rabaptin, RAB GTPase binding effector protein 2	Dilutions recommandées: 1:200-1:800
Isotype: IgG1	MW calculé 64 kDa	Excitation/Emission maxima wavelengths: 493 nm / 522 nm
Immunogen Catalog Number: AG6197	MW observés: 62 kDa	

Applications

Applications testées: IF	Contrôles positifs: IF : cellules H9C2,
Spécificité de l'espèce: Humain, rat	

Informations générales

RABEP2, also named as RABPT5B, plays a role in membrane trafficking and in homotypic early endosome fusion. It has two isoforms with MW 59-63 kDa.

Stockage


Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed H9C2 cells using CoraLite® Plus 488 RABEP2 antibody (CL488-60125, Clone: 1A4A4) at dilution of 1:400.