

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-RBPJ

Numéro de catalogue: **CL488-66132** **Phare**



Informations de base

| | | |
|--|---|---|
| Numéro de catalogue: CL488-66132 | Numéro d'acquisition GenBank: BC064976 | Méthode de purification: Purification par protéine G |
| Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop; | Identification du gène (NCBI): 3516 | CloneNo.: 2F12G12 |
| Hôte: Mouse | Nom complet: recombination signal binding protein for immunoglobulin kappa J region | Excitation/Emission maxima wavelengths: 493 nm / 522 nm |
| Isotype: IgG1 | MW calculé 56 kDa | |
| Immunogen Catalog Number: AG6302 | MW observés: 60 kDa | |

Applications

Applications testées:
FC (Intra)
Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA) E: proteintech@ptglab.com W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



1X10⁶ HeLa cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite® Plus 488 Anti-Human RBPJ (CL488-66132, Clone:2F12G12) (red), or 0.4 ug Control Antibody. Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011).