

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-Peripherin



Numéro de catalogue: CL488-66317

Informations de base

Numéro de catalogue: CL488-66317	Numéro d'acquisition GenBank: BC032703	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 5630	CloneNo.: 1H10B3
Hôte: Mouse	Nom complet: peripherin	Dilutions recommandées: IF 1:50-1:500
Isotype: IgG2b	MW calculé 470 aa, 54 kDa	Excitation/Emission maxima wavelengths: 493 nm / 522 nm
Immunogen Catalog Number: AG11116	MW observés: 50-54 kDa	

Applications

Applications testées: IF	Contrôles positifs: IF : cellules SH-SY5Y,
Spécificité de l'espèce: Humain, porc, rat	

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol)
fixed SH-SY5Y cells using CoraLite® Plus 488
Peripherin antibody (CL488-66317, Clone: 1H10B3)
at dilution of 1:200.