

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-Glutamine Synthetase



Numéro de catalogue: CL488-66323-2

Phare

Informations de base

Numéro de catalogue: CL488-66323-2	Numéro d'acquisition GenBank: BC011700	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 2752	CloneNo.: 1B6G4
Hôte: Mouse	Nom complet: glutamate-ammonia ligase (glutamine synthetase)	Dilutions recommandées: IF 1:50-1:500
Isotype: IgG1	MW calculé 374 aa, 42 kDa	Excitation/Emission maxima wavelengths: 493 nm / 522 nm
Immunogen Catalog Number: AG6309	MW observés: 42 kDa	

Applications

Applications testées: IF	Contrôles positifs: IF : tissu cérébral de souris,
Spécificité de l'espèce: Humain, rat, souris	

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA) E: proteintech@ptglab.com W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed mouse brain tissue using CoraLite® Plus 488 Glutamine Synthetase antibody (CL488-66323-2, Clone: 1B6G4) at dilution of 1:200.