

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-ADRM1

Numéro de catalogue: **CL488-66464**



## Informations de base

Numéro de catalogue: CL488-66464	Numéro d'acquisition GenBank: BC017245	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 100ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 11047	CloneNo.: 1A1A3
Hôte: Mouse	Nom complet: adhesion regulating molecule 1	Dilutions recommandées: IF 1:50-1:500
Isotype: IgG3	MW calculé 407 aa, 42 kDa	Excitation/Emission maxima wavelengths: 493 nm / 522 nm
Immunogen Catalog Number: AG24699	MW observés: 42 kDa	

## Applications

Applications testées: IF	Contrôles positifs: IF : cellules HeLa,
Spécificité de l'espèce: Humain	

## Informations générales

The 26S proteasome is a key component of the ubiquitin-proteasome system, a process responsible for the majority of cellular protein degradation. hRpn13 (also termed ADRM1 or GP110) is a novel 46-kDa subunit of its 19S regulatory complex. hRpn13 binds directly to the proteasome-associated deubiquitinating enzyme, UCH37, and enhances its isopeptidase activity. Overexpression of hRpn13 promotes the activity of the ubiquitin-proteasome system and modulates the influence of osteoblasts on osteoclasts by controlling the stability of regulatory proteins in osteoblasts.

## Stockage

**Stockage:**  
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.  
**Tampon de stockage:**  
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**

---

## Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed HeLa cells using CoraLite® Plus 488 ADRM1 antibody (CL488-66464, Clone: 1A1A3 ) at dilution of 1:200.