

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-USP7

Numéro de catalogue: **CL488-66514**



## Informations de base

<b>Numéro de catalogue:</b> CL488-66514	<b>Numéro d'acquisition GenBank:</b> 7874	<b>Méthode de purification:</b> Purification par protéine A
<b>Taille:</b> 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	<b>Identification du gène (NCBI):</b> 7874	<b>CloneNo.:</b> 3D7D11
<b>Hôte:</b> Mouse	<b>Nom complet:</b> ubiquitin specific peptidase 7 (herpes virus-associated)	<b>Dilutions recommandées:</b> IF 1:50-1:500
<b>Isotype:</b> IgG2a	<b>MW observés:</b> 128 kDa	<b>Excitation/Emission maxima wavelengths:</b> 493 nm / 522 nm
<b>Immunogen Catalog Number:</b> AG25652		

## Applications

<b>Applications testées:</b> FC (Intra), IF	<b>Contrôles positifs:</b> IF : cellules HeLa,
<b>Spécificité de l'espèce:</b> Humain, rat, souris	

## Informations générales

### Stockage



**Stockage:**  
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.  
**Tampon de stockage:**  
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)      E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**

## Données de validation sélectionnées



1X10<sup>6</sup> HeLa cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite® Plus 488 Anti-Human USP7 (CL488-66514, Clone:3D7D11) (red), or 0.4 ug Mouse IgG2a Isotype Control (CL488-66360-2, Clone: K11A1B2A2) (blue). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).

Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed HeLa cells using CoraLite® Plus 488 USP7 antibody (CL488-66514, Clone: 3D7D11) at dilution of 1:200.