

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-COX4NB

Numéro de catalogue: **CL488-66547**



Informations de base

Numéro de catalogue:	CL488-66547	Numéro d'acquisition GenBank:	BC001472	Méthode de purification:	Purification par protéine A
Taille:	100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI):	10328	CloneNo.:	2B8D3
Hôte:	Mouse	Nom complet:	COX4 neighbor	Dilutions recommandées:	IF 1:50-1:500
Isotype:	IgG1	MW calculé	210 aa, 24 kDa	Excitation/Emission maxima wavelengths:	493 nm / 522 nm
Immunogen Catalog Number:	AG13776	MW observés:	24 kDa		

Applications

Applications testées:	FC (Intra), IF	Contrôles positifs:	IF : cellules HeLa,
Spécificité de l'espèce:	Humain, rat, souris		

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



N/A



1X10⁶ HepG2 cells were intracellularly stained with 0.4 ug Coralite® Plus 488 Anti-Human COX4NB (CL488-66547, Clone:2B8D3) (red), or 0.4 ug Control Antibody. Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).