

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-TSH Beta

Numéro de catalogue: **CL488-66750**



Informations de base

Numéro de catalogue:

CL488-66750

Numéro d'acquisition GenBank:

BC069298

Méthode de purification:

Purification par protéine A

Taille:

100ul, Concentration: 1000 µg/ml by 7252

Identification du gène (NCBI):

7252

CloneNo.:

2G1H3

Nanodrop;

Nom complet:

thyroid stimulating hormone, beta

Dilutions recommandées:

IF 1:50-1:500

Hôte:

Mouse

MW calculé

138 aa, 16 kDa

Excitation/Emission maxima wavelengths:

493 nm / 522 nm

Isotype:

IgG2b

Immunogen Catalog Number:

AG27153

Applications

Applications testées:

IF

Contrôles positifs:

IF : tissu hypophysaire humain,

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.

Tampon de stockage:

PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human pituitary tissue using Coralite® Plus 488 TSH Beta antibody (CL488-66750, Clone: 2G1H3) at dilution of 1:200.