

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-DDX5

Numéro de catalogue: CL488-67025



## Informations de base

Numéro de catalogue: CL488-67025	Numéro d'acquisition GenBank: NM_004396	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 1655	CloneNo.: 2D3D2
Hôte: Mouse	Nom complet: DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 5	Dilutions recommandées: IF 1:50-1:500
Isotype: IgG1	MW observés: 69 kDa	Excitation/Emission maxima wavelengths: 493 nm / 522 nm
Immunogen Catalog Number: AG24821		

## Applications

Applications testées: FC (Intra), IF	Contrôles positifs: IF : cellules HepG2,
Spécificité de l'espèce: Humain, rat, souris	

## Informations générales

### Stockage

**Stockage:**  
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.  
**Tampon de stockage:**  
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**

## Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using CoraLite® Plus 488-conjugated DDX5 antibody (CL488-67025, Clone: 2D3D2 ) at dilution of 1:100.



1X10<sup>6</sup> HeLa cells were intracellularly stained with 0.2 ug CoraLite® Plus 488 Anti-Human DDX5 (CL488-67025, Clone:2D3D2) (red), or 0.2 ug Mouse IgG1 Isotype Control (CL488-66360, Clone: T1F8D3F10) (blue). Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011).