

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-MED30

Numéro de catalogue: **CL488-67038**



## Informations de base

Numéro de catalogue:

CL488-67038

Numéro d'acquisition GenBank:

BC008226

Méthode de purification:

Purification par protéine A

Taille:

100ul, Concentration: 1000 µg/ml by  
Nanodrop;

Identification du gène (NCBI):

90390

CloneNo.:

1D7C4

Hôte:

Mouse

Nom complet:

mediator complex subunit 30

Excitation/Emission maxima  
wavelengths:

493 nm / 522 nm

Isotype:

IgG2a

MW calculé

178 aa, 20 kDa

MW observés:

20-25 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG10235

## Applications

Applications testées:

FC (Intra)

Spécificité de l'espèce:

Humain, porc, rat

## Informations générales

MED30, also named as THRAP6 and TRAP25, is a component of the Mediator complex. MED30 has two isoforms with MW 16-20 kDa ad 20-25 kDa.

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



1X10<sup>6</sup> HeLa cells were intracellularly stained with 0.4 ug Coralite® Plus 488 Anti-Human MED30 (CL488-67038, Clone:1D7C4) (red), or 0.4 ug Mouse IgG2a Isotype Control (CL488-66360-2, Clone: K11A1B2A2) (blue). Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011).