

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-IL-4R

Numéro de catalogue: CL488-67051



Informations de base

| | | |
|--|--|---|
| Numéro de catalogue: CL488-67051 | Numéro d'acquisition GenBank: NM_000418 | Méthode de purification: Purification par protéine G |
| Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop; | Identification du gène (NCBI): 3566 | CloneNo.: 1E4C11 |
| Hôte: Mouse | Nom complet: interleukin 4 receptor | Excitation/Emission maxima wavelengths: 493 nm / 522 nm |
| Isotype: IgG1 | MW calculé 90 kDa | |
| Immunogen Catalog Number: AG28411 | MW observés: 120 kDa | |

Applications

Applications testées:
FC (Intra)
Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



1X10⁶ Daudi cells were stained with 0.2 ug CoraLite® Plus 488-conjugated Anti-Human IL-4R (CL488-67051, Clone: 1E4C11) (green), or stained with 0.2 ug isotype control (black). Cells were fixed with 90% MeOH.