

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-RASEF

Numéro de catalogue: **CL488-67159**



Informations de base

Numéro de catalogue:	CL488-67159	Numéro d'acquisition GenBank:	BC023566	Méthode de purification:	Purification par protéine A
Taille:	100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI):	158158	CloneNo.:	1C2B2
Hôte:	Mouse	Nom complet:	RAS and EF-hand domain containing	Dilutions recommandées:	IF 1:50-1:500
Isotype:	IgG2a	MW calculé	740 aa, 83 kDa	Excitation/Emission maxima wavelengths:	493 nm / 522 nm
Immunogen Catalog Number:	AG2149	MW observés:	90 kDa		

Applications

Applications testées:	Contrôles positifs:
IF	IF : cellules A431,
Spécificité de l'espèce:	
Humain	

Informations générales

The RASEF (RAS and EF-hand domain-containing protein), a member of Rab GTPase protein family, contains a Rab GTPase domain in the C-terminal region, a coiled coil motif in an internal region as well as 2 EF hand domains which were of importance for binding to calcium ions in the N-terminus.

Stockage


Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed A431 cells using CoraLite® Plus 488 RASEF antibody (CL488-67159, Clone: 1C2B2) at dilution of 1:200.