

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-GNL3

Numéro de catalogue: CL488-67169



Informations de base

Numéro de catalogue:

CL488-67169

Taille:

100ul

Hôte:

Mouse

Isotype:

IgG2a

Immunogen Catalog Number:

AG7056

Numéro d'acquisition GenBank:

BC001024

Identification du gène (NCBI):

26354

Nom complet:

guanine nucleotide binding protein-like 3 (nucleolar)

MW calculé

62 kDa

MW observés:

62 kDa

Méthode de purification:

Purification par protéine A

CloneNo.:

3B8F10

Excitation/Emission maxima wavelengths:

493 nm / 522 nm

Applications

Applications testées:

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.

Tampon de stockage:

PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

