

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-COIL

Numéro de catalogue: **CL488-67218**



Informations de base

Numéro de catalogue: CL488-67218	Numéro d'acquisition GenBank: BC010385	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 8161	CloneNo.: 2G12B8
Hôte: Mouse	Nom complet: coilin	Excitation/Emission maxima wavelengths: 493 nm / 522 nm
Isotype: IgG1	MW calculé 576 aa, 63 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG17171	MW observés: 80 kDa	

Applications

Applications testées:
FC (Intra)
Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



1X10⁶ HeLa cells were intracellularly stained with 0.8 ug CoraLite® Plus 488 Anti-Human COIL (CL488-67218, Clone:2G12B8) (red), or 0.8 ug CoraLite® Plus 488 Mouse IgG1 Isotype Control (MOPC-21) (CL488-65124, Clone: MOPC-21) (blue). Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011).