

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-RBM15B

Numéro de catalogue: CL488-67506



## Informations de base

Numéro de catalogue: CL488-67506	Numéro d'acquisition GenBank: BC001367	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 29890	CloneNo.: 1C2C11
Hôte: Mouse	Nom complet: RNA binding motif protein 15B	Excitation/Emission maxima wavelengths: 493 nm / 522 nm
Isotype: IgG1	MW calculé 890 aa, 97 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG17853	MW observés: 105 kDa	

## Applications

Applications testées:  
FC (Intra)  
Spécificité de l'espèce:  
Humain

## Informations générales

RBM15B, one members of the SPEN (Split-end) family of proteins, have repressor function in several signaling pathways and may bind to RNA through interaction with spliceosome components. Present polyclonal anti-RBM15B antibody was produced by immunizing animals with C-terminus of RBM15B, which homolog with a short form of RBM15B(563aa, ~70kDa).

## Stockage

Stockage:  
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.  
Tampon de stockage:  
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



1X10<sup>6</sup> HepG2 cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite® Plus 488 Anti-Human RBM15B (CL488-67506, Clone:1C2C11) (red), or 0.4 ug x. Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011).