

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-PSMD5

Numéro de catalogue: **CL488-67682**



## Informations de base

Numéro de catalogue: CL488-67682	Numéro d'acquisition GenBank: BC014478	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 5711	CloneNo.: 1D5F7
Hôte: Mouse	Nom complet: proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 5	Dilutions recommandées: IF 1:50-1:500
Isotype: IgG3	MW calculé 504 aa, 56 kDa	Excitation/Emission maxima wavelengths: 493 nm / 522 nm
Immunogen Catalog Number: AG19298	MW observés: 50 kDa	

## Applications

Applications testées: IF	Contrôles positifs: IF : cellules A431,
Spécificité de l'espèce: Humain, Lapin, porc, rat, souris	

## Informations générales

### Stockage

**Stockage:**  
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.  
**Tampon de stockage:**  
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**

## Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed A431 cells using CoraLite® Plus 488 P5MD5 antibody (CL488-67682, Clone: 1D5F7) at dilution of 1:200.