

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-GSTM1

Numéro de catalogue: CL488-67862



Informations de base

Numéro de catalogue: CL488-67862	Numéro d'acquisition GenBank: BC024005	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 2944	CloneNo.: 3C5C2
Hôte: Mouse	Nom complet: glutathione S-transferase mu 1	Excitation/Emission maxima wavelengths: 493 nm / 522 nm
Isotype: IgG2b	MW calculé 181 aa, 21 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG3113	MW observés: 26-28 kDa	

Applications

Applications testées:
FC (Intra)

Spécificité de l'espèce:
Humain, porc, poulet, rat, souris

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



1X10⁶ HeLa cells were intracellularly stained with 0.4 ug Coralite® Plus 488 Anti-Human GSTM1 (CL488-67862, Clone:3C5C2) (red), or 0.4 ug Mouse IgG2b Isotype Control (CL488-66360-3, Clone: K11B8C4B5) (blue). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).