

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-FARSB

Numéro de catalogue: CL488-67924



## Informations de base

Numéro de catalogue: CL488-67924	Numéro d'acquisition GenBank: BC017783	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 10056	CloneNo.: 1H10C2
Hôte: Mouse	Nom complet: phenylalanyl-tRNA synthetase, beta subunit	Dilutions recommandées: IF 1:50-1:500
Isotype: IgG2a	MW calculé 589 aa, 66 kDa	Excitation/Emission maxima wavelengths: 493 nm / 522 nm
Immunogen Catalog Number: AG9695	MW observés: 66 kDa	

## Applications

Applications testées: IF	Contrôles positifs: IF : cellules U-251,
Spécificité de l'espèce: Humain	

## Informations générales

### Stockage

**Stockage:**  
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.  
**Tampon de stockage:**  
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**

---

## Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed U-251 cells using CoraLite® Plus 488 FARSB antibody (CL488-67924, Clone: 1H10C2 ) at dilution of 1:200.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed U-251 cells using CoraLite® Plus 488 FARSB antibody (CL488-67924, Clone: 1H10C2 ) at dilution of 1:200.