

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-PIK3CD

Numéro de catalogue: **CL488-67964**



Informations de base

Numéro de catalogue: CL488-67964	Numéro d'acquisition GenBank: BC132919	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 100ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 5293	CloneNo.: 2G11C6
Hôte: Mouse	Nom complet: phosphoinositide-3-kinase, catalytic, delta polypeptide	Dilutions recommandées: IF 1:400-1:1600
Isotype: IgG1	MW calculé 1044 aa, 120 kDa	Excitation/Emission maxima wavelengths: 493 nm / 522 nm
Immunogen Catalog Number: AG26995	MW observés: 110 kDa	

Applications

Applications testées: IF	Contrôles positifs: IF : cellules LNCaP,
Spécificité de l'espèce: Humain	

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed LNCaP cells using CoraLite® Plus 488 PIK3CD antibody (CL488-67964, Clone: 2G11C6) at dilution of 1:800.