

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-ACAT2

Numéro de catalogue: CL488-68005



## Informations de base

Numéro de catalogue: CL488-68005	Numéro d'acquisition GenBank: BC000408	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by 39 Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 39	CloneNo.: 1F5F11
Hôte: Mouse	Nom complet: acetyl-Coenzyme A acetyltransferase	Excitation/Emission maxima wavelengths: 493 nm / 522 nm
Isotype: IgG1	MW calculé 41 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG6596	MW observés: 42 kDa	

## Applications

Applications testées:  
FC (Intra)

Spécificité de l'espèce:  
Humain, Lapin, rat, souris

## Informations générales

### Stockage

Stockage:  
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:  
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



1X10<sup>6</sup> HepG2 cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite® Plus 488 Anti-Human ACAT2 (CL488-68005, Clone:1F5F11) (red), or 0.4 ug Control Antibody. Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).