

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-TTLL12

Numéro de catalogue: **CL488-68044**



## Informations de base

<b>Numéro de catalogue:</b> CL488-68044	<b>Numéro d'acquisition GenBank:</b> BC001070	<b>Méthode de purification:</b> Purification par protéine G
<b>Taille:</b> 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	<b>Identification du gène (NCBI):</b> 23170	<b>CloneNo.:</b> 1H5C11
<b>Hôte:</b> Mouse	<b>Nom complet:</b> tubulin tyrosine ligase-like family, member 12	<b>Excitation/Emission maxima wavelengths:</b> 493 nm / 522 nm
<b>Isotype:</b> IgG1	<b>MW calculé</b> 644 aa, 74 kDa	
<b>Immunogen Catalog Number:</b> AG13804	<b>MW observés:</b> 72-74 kDa	

## Applications

**Applications testées:**  
FC (Intra)  
**Spécificité de l'espèce:**  
Humain

## Informations générales

### Stockage

**Stockage:**  
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.  
**Tampon de stockage:**  
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**

## Données de validation sélectionnées



1X10<sup>6</sup> A431 cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite® Plus 488 Anti-Human TTL12 (CL488-68044, Clone:1H5C11) (red), or 0.4 ug Control Antibody. Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).