

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-NQO1



Numéro de catalogue: **CL555-11451** **Phare**

Informations de base

Numéro de catalogue: CL555-11451	Numéro d'acquisition GenBank: BC007659	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 100ul , Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 1728	Excitation/Emission maxima wavelengths: 557 nm / 570nm
Hôte: Lapin	Nom complet: NAD(P)H dehydrogenase, quinone 1	
Isotype: IgG	MW calculé: 274 aa, 31 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG2009	MW observés: 31 kDa	

Applications

Applications testées:
FC (Intra)
Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

NQO1, also named as DIA4, NMOR1, DTD and QR1, belongs to the NAD(P)H dehydrogenase (quinone) family. This enzyme apparently serves as a quinone reductase in connection with conjugation reactions of hydroquinons involved in detoxification pathways as well as in biosynthetic processes such as the vitamin K-dependent gamma-carboxylation of glutamate residues in prothrombin synthesis. It is known to be involved in benzene metabolism. In human studies of ozone exposure, polymorphisms in oxidative stress genes (NQO1, GSTM1, GSTP1) modify respiratory symptoms, lung function, biomarkers and risk of asthma. (PMID:18511640; 18848868) This antibody recognizes all the three isoforms (26-27 kDa and 31 kDa) of NQO1 and the homo-dimer form (66-70 kDa) of NQO1.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



1X10⁶ MCF-7 cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite®555 Anti-Human NQO1 (CL555-11451) (red), or 0.4 ug Control Antibody. Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).