

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TFAP2C



Numéro de catalogue: **CL555-14572**

Informations de base

Numéro de catalogue:

CL555-14572

Taille:

100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG5648

Numéro d'acquisition GenBank:

BC035664

Identification du gène (NCBI):

7022

Nom complet:

transcription factor AP-2 gamma (activating enhancer binding protein 2 gamma)

MW calculé

49 kDa

MW observés:

50 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Excitation/Emission maxima wavelengths:

557 nm / 570nm

Applications

Applications testées:

FC (Intra)

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.

Tampon de stockage:

PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



1X10⁶ MCF-7 cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite® 555 Anti-Human TFAP2C (CL555-14572) (red), or 0.4 ug Control Antibody. Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011).