

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-ITK



Numéro de catalogue: CL555-21525

## Informations de base

Numéro de catalogue: CL555-21525	Numéro d'acquisition GenBank: BC109077	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 3702	Dilutions recommandées: IF 1:50-1:500
Hôte: Lapin	Nom complet: IL2-inducible T-cell kinase	Excitation/Emission maxima wavelengths: 557 nm / 570nm
Isotype: IgG	MW calculé 620 aa, 72 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG16132	MW observés: 68-72 kDa	

## Applications

Applications testées: IF	Contrôles positifs: IF : cellules Jurkat,
Spécificité de l'espèce: Humain, rat, souris	

## Informations générales

### Stockage

**Stockage:**  
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.  
**Tampon de stockage:**  
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

---

## Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed Jurkat cells using CoraLite®555 ITK antibody (CL555-21525) at dilution of 1:200.