

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-VDAC1/Porin



Numéro de catalogue: **CL555-55259**

Phare

## Informations de base

Numéro de catalogue: CL555-55259	Numéro d'acquisition GenBank: NM_003374	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 7416	Dilutions recommandées: IF 1:50-1:500
Hôte: Lapin	Nom complet: voltage-dependent anion channel 1	Excitation/Emission maxima wavelengths: 557 nm / 570nm
Isotype: IgG	MW calculé: 31 kDa	
	MW observés: 31 kDa	

## Applications

Applications testées: IF	Contrôles positifs: IF : tissu de cancer du foie humain,
Spécificité de l'espèce: Humain, rat, souris	

## Informations générales

VDAC1, also named as VDAC, porin 31HM, porin 31HL and plasmalemmal porin, belongs to the eukaryotic mitochondrial porin family. It adopts an open conformation at low or zero membrane potential and a closed conformation at potentials above 30-40 mV, to form a channel through the mitochondrial outer membrane and also the plasma membrane. Unlike other membrane transport proteins, porins are large enough to allow passive diffusion. Studies have shown that VDAC1 is subject to both phosphorylation and acetylation (PMID: 23233904). The apparent molecular weight of VDAC1 is 30-37 kDa (PMID: 14573604; 23754752; 25681439). Hypoxic conditions were found to trigger cleavage of the VDAC1 C-terminal to yield a 26-kDa truncated but active form (PMID: 22389449; 23233904). This antibody is specific to VDAC1.

## Stockage

**Stockage:**  
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.  
**Tampon de stockage:**  
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**

---

## Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human liver cancer tissue using CoraLite@555 VDAC1/Porin antibody (CL555-55259) at dilution of 1:200.