

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-KAP1

Numéro de catalogue: **CL555-66630**



Informations de base

Numéro de catalogue: CL555-66630	Numéro d'acquisition GenBank: BC004978	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 10155	CloneNo.: 1B9G12
Hôte: Mouse	Nom complet: tripartite motif-containing 28	Excitation/Emission maxima wavelengths: 557 nm / 570nm
Isotype: IgG2a	MW calculé 89 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG7519	MW observés: 100 kDa	

Applications

Applications testées:
FC (Intra)
Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

KAP1, also named as TRIM28 or RNF96, is a 835 amino acid protein, which contain one RING-type zinc finger, one PHD-type zinc finger, one bromo domain and two B box-type zinc fingers. KAP1 localizes in the nucleus and Belongs to the TRIM/RBCC family. KAP1 is a nuclear corepressor for KRAB domain-containing zinc finger proteins and mediates gene silencing by recruiting CHD3, a subunit of the nucleosome remodeling and deacetylation (NuRD) complex, and SETDB1 to the promoter regions of KRAB target genes. KAP1 is expressed in all tissues tested including spleen, thymus, prostate, testis, ovary, small intestine, colon and peripheral blood leukocytes. The calculated molecular weight of KAP1 is 89 kDa, but modified KAP1 is about 100 kDa. (PMID: 18590578)

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using CoraLite®555 KAP1 antibody (CL555-66630, Clone: 1B9G12) at dilution of 1:200.



1X10⁶ HeLa cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite®555 Anti-Human KAP1 (CL555-66630, Clone:1B9G12) (red), or 0.4 ug Control Antibody. Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011).