

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-CDK1

Numéro de catalogue: **CL555-67575**



## Informations de base

Numéro de catalogue: CL555-67575	Numéro d'acquisition GenBank: BC014563	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 983	CloneNo.: 2A11E4
Hôte: Mouse	Nom complet: cell division cycle 2, G1 to S and G2 to	Excitation/Emission maxima wavelengths: 557 nm / 570nm
Isotype: IgG2a	MW calculé 25 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG29018	MW observés: 34 kDa	

## Applications

Applications testées:  
FC (Intra)  
Spécificité de l'espèce:  
Humain, rat, souris

## Informations générales

CDK1, also named as CDC2, belongs to the protein kinase superfamily, CMGC Ser/Thr protein kinase family and CDC2/CDKX subfamily. CDK1 plays a key role in the control of the eukaryotic cell cycle. It is required in higher cells for entry into S-phase and mitosis. CDK1 is a catalytic subunit of the highly conserved protein kinase complex known as M-phase promoting factor (MPF), which is essential for G1/S and G2/M phase transitions of eukaryotic cell cycle. It is a component of the kinase complex that phosphorylates the repetitive C-terminus of RNA polymerase II. Mitotic cyclins stably associate with CDK1 and function as regulatory subunits. CDK1 has 2 isoforms produced by alternative splicing with the molecular mass of 34 kDa and 27 kDa.

## Stockage

Stockage:  
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.  
Tampon de stockage:  
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**

## Données de validation sélectionnées



1X10<sup>6</sup> HeLa cells were intracellularly stained with 0.4 ug Coralite®555 Anti-Human CDK1 (CL555-67575, Clone:2A11E4) (red), or 0.4 ug Control Antibody. Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).