

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TIMD4



Numéro de catalogue: **CL594-12008**

Informations de base

Numéro de catalogue:

CL594-12008

Numéro d'acquisition GenBank:

BC008988

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

100ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;

Identification du gène (NCBI):

91937

Dilutions recommandées:

IF 1:50-1:500

Hôte:

Lapin

Nom complet:

T-cell immunoglobulin and mucin domain containing 4

Excitation/Emission maxima wavelengths:

588 nm / 604 nm

Isotype:

IgG

MW calculé

378 aa, 42 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG2621

Applications

Applications testées:

IF

Contrôles positifs:

IF : tissu d'amygdalite humain,

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.

Tampon de stockage:

PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human tonsillitis tissue using CoraLite®594-conjugated TMD4 antibody (CL594-12008) at dilution of 1:200.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human tonsillitis tissue using CoraLite®594-conjugated TMD4 antibody (CL594-12008) at dilution of 1:200.