

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-PFKFB3-Specific



Numéro de catalogue: **CL594-13763**

Phare

## Informations de base

Numéro de catalogue: CL594-13763	Numéro d'acquisition GenBank: BC040482	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 5209	Dilutions recommandées: IF 1:50-1:500
Hôte: Lapin	Nom complet: 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 3	Excitation/Emission maxima wavelengths: 588 nm / 604 nm
Isotype: IgG	MW calculé: 520 aa, 60 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG4744	MW observés: 58 kDa	

## Applications

Applications testées: IF	Contrôles positifs: IF : cellules HepG2,
Spécificité de l'espèce: Humain, rat, souris	

## Informations générales

PFKFB3, also named as NY-REN-56 and iPFK-2, plays a role in glucose metabolism. It synthesis and degradation of fructose 2,6-bisphosphate. Endogenously generated adenosine cooperates with bacterial components to increase PFKFB3 isozyme activity, resulting in greater fructose 2,6-bisphosphate accumulation. PFKFB3 is required for increased growth, metabolic activity and is regulated through active JAK2 and STAT5. This antibody is specific to PFKFB3.

## Stockage

**Stockage:**  
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.  
**Tampon de stockage:**  
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.  
L'aliqotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

---

## Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using Coralite®594 PFKFB3-Specific antibody (CL594-13763) at dilution of 1:200.