

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PCP4



Numéro de catalogue: **CL594-14705**

Informations de base

Numéro de catalogue: CL594-14705	Numéro d'acquisition GenBank: BC013791	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 100ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 5121	Dilutions recommandées: IF 1:50-1:500
Hôte: Lapin	Nom complet: Purkinje cell protein 4	Excitation/Emission maxima wavelengths: 588 nm / 604 nm
Isotype: IgG	MW calculé: 7 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG6388	MW observés: 8 kDa	

Applications

Applications testées: IF	Contrôles positifs: IF : tissu cérébral de souris,
Spécificité de l'espèce: Humain, rat, souris	

Informations générales

PCP4, also named as PEP19, belongs to a family of proteins involved in calcium transduction signals and binds calmodulin via an IQ motif, in a calcium independent manner. It is mainly expressed in ectoderm and neuroectoderm comprising neural crest derived cells.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed mouse brain tissue using CoraLite®594 PCP4 antibody (CL594-14705) at dilution of 1:200.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed mouse brain tissue using CoraLite®594 PCP4 antibody (CL594-14705) at dilution of 1:200.