

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-Septin 2

Numéro de catalogue: **CL594-60075** **Phare**



Informations de base

Numéro de catalogue: CL594-60075	Numéro d'acquisition GenBank: BC014455	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 4735	CloneNo.: 2F3B2
Hôte: Mouse	Nom complet: septin 2	Excitation/Emission maxima wavelengths: 588 nm / 604 nm
Isotype: IgG1	MW calculé 41 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG1946	MW observés: 42-45 kDa	

Applications

Applications testées:
FC (Intra)
Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Informations générales

Septin 2, also named as DIFF6, KIAA0158, NEDD5, belongs to the septin family. It is a filament-forming cytoskeletal GTPase. Septin 2 is required for normal organization of the actin cytoskeleton. It plays a role in ciliogenesis and collective cell movements. Septin 2 is coordinated expression with Septin 6 and Septin 7. (PMID:21737677)

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



1X10⁶ K-562 cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite®594 Anti-Human Septin 2 (CL594-60075, Clone:2F3B2) (red), or 0.4 ug Control Antibody. Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).