

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-MCL1

Numéro de catalogue: **CL594-66026** **Phare**



## Informations de base

<b>Numéro de catalogue:</b> CL594-66026	<b>Numéro d'acquisition GenBank:</b> BC107735	<b>Méthode de purification:</b> Purification par protéine A
<b>Taille:</b> 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	<b>Identification du gène (NCBI):</b> 4170	<b>CloneNo.:</b> 1E3C2
<b>Hôte:</b> Mouse	<b>Nom complet:</b> myeloid cell leukemia sequence 1 (BCL2-related)	<b>Dilutions recommandées:</b> IF 1:50-1:500
<b>Isotype:</b> IgG2b	<b>MW calculé</b> 350 aa, 37 kDa	<b>Excitation/Emission maxima wavelengths:</b> 588 nm / 604 nm
<b>Immunogen Catalog Number:</b> AG10609		

## Applications

<b>Applications testées:</b> IF	<b>Contrôles positifs:</b> IF : cellules HeLa,
<b>Spécificité de l'espèce:</b> Humain	

## Informations générales

MCL-1 is an anti-apoptotic member of the Bcl-2 family originally isolated from the ML-1 human myeloid leukemia cell line. Similar to BCL2 and BCL2L1, MCL1 can interact with BAX and/or BAK1 to inhibit mitochondria-mediated apoptosis. Mcl-1 is critical for the proliferation and survival of myeloma cells in vitro, and overexpression of Mcl-1 protein in myeloma cells is associated with relapse and short event-free survival in multiple myeloma patients. Recent studies show that MCL-1 is upregulated in numerous haematological and solid tumour malignancies. Therefore, MCL-1 has been suggested as a potential new therapeutic target.

## Stockage

**Stockage:**  
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.  
**Tampon de stockage:**  
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**

## Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HeLa cells using CoraLite®594 MCL1 antibody (CL594-66026, Clone: 1E3C2 ) at dilution of 1:200.