

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-Mouse IgG2a isotype control



Numéro de catalogue: CL594-66360-2

## Informations de base

Numéro de catalogue:

CL594-66360-2

Taille:

100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Mouse

Isotype:

IgG2a

Numéro d'acquisition GenBank:

Identification du gène (NCBI):

Nom complet:

Méthode de purification:

Purification par protéine A

CloneNo.:

11A1B2

Excitation/Emission maxima wavelengths:

588 nm / 604 nm

## Applications

Applications testées:

FC

Spécificité de l'espèce:

Megathura crenulata

## Informations générales

This antibody is used as the isotype control of mouse IgG2a. It can be used as the isotype control in Flow Cytometry and other experiments. The immunogen of this antibody is Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



1X10<sup>6</sup> Jurkat cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite®594 Mouse IgG2a isotype control (CL594-66360-2, Clone:11A1B2) (blue), or 0.4 ug CoraLite®594-conjugated ZAP70 Mouse McAb (CL594-60200, Clone: 1A11G9) (red). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).